

Ouate Zig-Zag



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % coton blanchi hydrophile ou mélange coton/viscose • Blanchi au H₂O₂ (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne et à l'Oeko-Tex Standard 100 • Conforme à la norme Européenne REACH • Analyses de la biocontamination sur demande
OUATE ZIG-ZAG	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisée pour absorption des exsudats, nettoyage périphérique des plaies et des instruments. Support à l'application de produit sur la peau • Stérilisable à l'Oxyde d'Éthylène • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

Conditionnements standards

Reference	Poids	Sachets / carton	Cartons / palette
OU50G*	50 gr	150	16
OU100G*	100 gr	80	16
OU200G*	200 gr	50	16
OU250G	250 gr	24	30
OU500G*	500 gr	25	16

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène à cordonnets qui protège de la poussière et de l'humidité

Pré-découpage (sauf pour OU500G) sur demande

Autre conditionnement, coton couleur et emballage personnalisé sur demande

* Disponibles à la marque Cotoneige

** Quantité minimum de 15 palettes ou selon le stock disponible

Dimensions cartons export : 60x40x60 cm (par 16) et 40x40x45 cm (par 30)

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

