



COMED



WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 24 671 00 / 24 671 01 / 24 671 02 / 24 671 03

LAMPES STYLO MINIPEN

Conseils du 26.04.2011 :

Pour installer les piles , veuillez dévisser l'embout qui se trouve du côté de l'ampoule. Enlevez la paille de transport et insérer les piles en enfilade en respectant bien les pôles. Refermer très bien l'embout pour que l'ensemble ne puisse ressortir lors d'un examen. Bien s'assurer que l'embout est toujours bien vissé avant tout examen. Pour allumer la lape stylo veuillez contacter en continu la barrette avec le corps de la lampe.

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne seraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre medecin ou pharmacien. Sivous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimum , n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous info@comed.fr.

QUALITE/TC3/PRODUIT 26.04.2011