

LUXIFLEX LED PLUS

Luxiflex es una luminaria de luz fría, versátil, de diseño compacto, especial para el reconocimiento y examen de grandes prestaciones.

Flexibilidad

Brazo flexible de 85 cm de altura regulable.

Ofrece un amplio alcance, máxima comodidad y flexibilidad.

Diseño compacto

Luxiflex ofrece una gran facilidad de uso, gracias a su compacto cabezal LED de 8 cm de diámetro y al interruptor situado en la base de la lámpara, hacen de este modelo una luminaria ideal para las exploraciones más exigentes.

Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.

Altas prestaciones LED

Luxiflex LED Plus 35.000 lux a 50 centímetros.

LUXIFLEX LED PLUS

Datos Técnicos	(Cód. I0104NL)
Fuente de luz	LED 10W 14°
Vida útil	50.000 horas
Lux a 50 centímetros	35.000 lux
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	97%
Longitud de brazo	72 cm
Color	Blanco





Versión pared
Cód. B0101800



Versión mordaza AH
Cód. B010190



Versión Rail Plus
Cód. 82026



Versión brazo extensión
Cód. B0101S0



Versión base rodable
4 kg Cód. 09655
8,8 kg Cód. 09651