

- Classement du dispositif : NON DISPOSITIF MEDICAL
- N°. d'enregistrement ANSM : NON
- Code GMDN : NON

*Règle appliquée* : Article et qualification Non DM par l'ANSM en 11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique

<i>Description générale</i>	Flacons col de cygne disponible en plusieurs tailles				
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo			
<i>Référence lot</i>	Non				
<i>Code ACL</i>	Oui	Pharmacie : 3401040774949 Répartiteur : 4077494	Pharmacie : 3401040775199 Répartiteur : 4077519	Pharmacie : 3401040775250 Répartiteur : 4077525	Pharmacie : 3401040775311 Répartiteur : 4077531
<i>Dispositif raccordé</i>	Non				
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non				
<i>Dispositif stérile</i>	Non				
<i>Stérilisation</i>	Non				
<i>Autoclavable</i>	Non				
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un désinfectant dilué			
<i>Substance impropre</i>		Produit attaquant le polyéthylène			
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Le flacon et le col			
<i>Matières</i>		En polyéthylène haute pression			
<i>Standard fabrication</i>	S.O.				
<i>Étiquetage</i>	Non				
<i>Emballage</i>	Non				
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.			
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Matière, capacité			
<i>Références</i>		16 100 10	16 100 25	16 100 50	16 100 99
<i>Désignation</i>		Pissettes col de cygne			
<i>Dimensions du flacon h x Ø (mm)</i>		103 x 45	138 x 61	175 x 76	220 x 94
<i>Dimensions du col Lo x Ø (mm)</i>		200 x 6	300 x 6		330 x 6
<i>capacité (cc)</i>		100	250	500	1 000
<i>Résistance température (C°)</i>		-50 à 80°C			
<i>Poids net (g)</i>		19	37	53	92
<i>Couleurs</i>		transparent			
<i>Utilisation</i>		Dispositif permettant la contenance de produit liquide			
<i>Mode d'emploi</i>					
<i>Précaution d'emploi</i>		Bien nettoyer le bocal <b>avant la première</b> utilisation, car il pourrait persister des résidus d'huile. Aussi bien refermer les bouchons pour assurer une parfaite étanchéité du bocal. Ne pas remplir au maximum			
<i>Recyclage/Récupération</i>		Oui / Dans les bacs de déchets médicaux.			
<i>DEEE/REACH</i>		Non/ Oui			
<i>PVC/ PHTALATES</i>		Non/ Non			
<i>Données de sécurité</i>		Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul			