

<i>Description générale</i>	Pèse-Bébé avec plateau amovible	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide, sans nettoyant
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PVC	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	1 piles de 9 V (LR61)
<i>Matières</i>	En PVC	
<i>Standard fabrication</i>		
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Non	Sec et Propre
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Soehnle, capacité maximum et minimum, Origine
<i>Références</i>	45 730 46	
<i>Désignation</i>	Pèse-bébé	
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	530 x 250 x 80	
<i>Ecran)</i>	LCD, entièrement électronique et commandé par microprocesseur, 4 chiffres (dont 2 décimales)	
<i>Capacité</i>	Max = 20 kg	
<i>Graduation</i>	10 g	
<i>Unité de poids</i>	Kg ou LB-OZ	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40°C	
<i>Poids net (g)</i>	3950	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de prendre le poids d'un bébé	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Remplacer les 25 piles lorsque « LO » apparaît sur l'écran. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans les bacs de déchets médicaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul      Combinaison de phrases = Nul	