

<i>Description générale</i>	Masque 2 ou 3 plis à usage unique	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Oui	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Non	
<i>Substance impropre</i>	Produits attaquant le papier	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Papier avec élastique	
<i>Contient du latex</i>	Non	
<i>Étiquetage</i>	Oui	Impression sur la boîte. Nom, référence et lot.
<i>Emballage</i>	Oui	Boîte en carton de 100 pièces
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Durée d'utilisation</i>	Courte	
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références + extensions</i>	17 500 00	
<i>Désignation</i>	Masque visiteur 2 ou 3 plis	
<i>Dimensions Lo x La x H (mm)</i>	190 x 70 mm	
<i>Résistance température (C°)</i>	0 à 40°C	
<i>Poids net (g)</i>	144	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de se protéger des bactéries et pollution qui se diffusent dans l'air	
<i>Mode d'emploi</i>	Placer le masque devant la bouche et le nez, mettre les élastiques derrière les oreilles, bien faire descendre le masque sous le menton.	
<i>Recyclage</i>	Oui	
<i>Récupération</i>	Dans des containers adéquat	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	