

<i>Description générale</i>	Pèse personne électronique LCD « Gesina » de graduation de 100 g. avec support en verre pour personne maximum de 200 Kg.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Code ACL</i>	Oui	Pharmacie = 3401060078096 Répartiteur = 6007809
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide et si besoin avec un peu de liquide vaisselle, sans nettoyant. Ne jamais plonger dans l'eau. Ne jamais nettoyer sous l'eau courante.
<i>Substance impropre</i>	Détergent agressif ou décapant.	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Verre de sécurité et plastique	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Fabricant, Adresse , Référence 73910, Recyclage, CE (directive 2014/30/UE (CEM)), Charge max, Précision
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel sous sachet plastique.
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre -5 et 40°C
<i>Marquage sur le Dispositif</i>	Oui	Korona
<i>Références</i>	45 724 45	
<i>Désignation</i>	Pèse personne Gesina	
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	300 x 300 x 28	
<i>Dimension écran Lo x la (mm)</i>	95 x 64	
<i>Dimension lettrage (mm)</i>	64 en XXL - LCD	
<i>Capacité (kg)</i>	200	
<i>Graduation (g)</i>	100	
<i>Unités</i>	Kg	
<i>Alimentation</i>	2 piles LR03 AAA 1.5V	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40°C	
<i>Poids net (Kg)</i>	2.093	
<i>Couleurs</i>	Gris, métallisé / transparent	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de peser des personnes debout.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi avec le dispositif	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide. Éviter les fortes variations de températures, les sources de chaleur proche et les champs électromagnétiques. Ne jamais se tenir sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !	
<i>Recyclage</i>	Dans les DEEE	
<i>Récupération</i>	Dans les containers DEEE logo ne pas jeter.	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/SO	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	