

Charriots NOVIMED

Reference: F-DNOV-0-5-0



Nouveau Chariot Hospitalier de tiroir NOVIMED

Nouveau design avec des avantages innovants et amélioration dans toutes ses caractéristiques pour faciliter au maximum le travail du personnel de santé.

- Plus léger et malléable
- Plus résistant et compacte
- Adaptable
- Facile à nettoyer
- Un meilleur rapport qualité-prix

Nouveau Design avec:

- Couvercle / Superficie de travail avec 3 rebords (ABS)
- Table extractible latéral de serie
- 5 tiroirs (ABS) 600x400x155 mm avec porte-étiquettes
- Porte-accessoires DIN
- Pare-chocs de plastique
- 4 Roues Manner de 125 mm, 2 avec frein
- Pousseur de platique ABS de série
- Profils d'aluminium anodisé conçu pour le montage d'accessoires
- Guides télescopiques extraction total et système soft-close
- Nouveau système de porte-accessoires DIN ayant un montage facile en profil d'aluminium
- Accessoires non inclus

Note: La fabrication commence en Septembre 2018

